



## 乾燥も除菌も、これ一台。

乾燥剤不要でお手軽、経済的

補聴器用電気乾燥器

### PerfectDry Lux

[パーフェクトドライ ラックス]

パーフェクトドライ ラックスは、乾燥とUV-Cライトでの除菌が同時にできます。スタートボタンに触れるだけで自動運転。45分で完了します。

価格：9,000円＋消費税

- UV-C(紫外線)による除菌
- ボタンに触れるだけの簡単操作
- 乾燥剤が不要、手軽で経済的
- 空気電池を入れたままでも使用可能
- サイズ：幅92mm×奥行72mm×高さ47mm  
本体重量：160g
- 乾燥時間：45分
- 保証：3年
- 電源：ACアダプタ



#### ワイデックス株式会社

本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9リバーサイド隅田セントラルタワー  
補聴器ユーザー様専用フリーダイヤル：TEL ☎ 0120-332-604 FAX☎ 0120-332-394

ホームページ： <https://japan.widex.com/>

Facebookもチェック 

2019.09



## 充電しながら除菌と乾燥。

寝ている間に充電&メンテナンス

ハイブリッド充電補聴器専用電気乾燥器

## PerfectDry Lux Rechargeable

[パーフェクトドライ ラックス リチャージャブル]

パーフェクトドライ ラックス リチャージャブルは、ZPower充電補聴器専用の電気乾燥器です。充電しながら除菌と乾燥が同時に行え、就寝時にセットすれば、翌日快適に補聴器をご使用いただけます。

価格:10,000円+消費税

- UV-C(紫外線)による除菌、乾燥と充電を同時に
- 外気温が低い時にも、乾燥と同時に安定した充電が可能
- 乾燥剤が不要、手軽で経済的
- サイズ:幅91mm×奥行96mm×高さ80mm  
本体重量:210g
- 乾燥時間:充電時間に合わせて乾燥(60分以上)
- 保証:2年
- 電源:ACアダプタ(ZPower充電器と併用)

※ZPower充電器は別売です



ご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。