

WIDEX COM-DEX

ワイヤレス ストリーマー



主な特長

- ・ハンズフリー通話 (Bluetooth搭載スマートフォン対象)
- ・音楽のストリーミング (Bluetooth搭載スマートフォン対象)
- ・補聴器をリモコン操作するアプリ対応
- ・補聴器をワイヤレスヘッドセットとして使用可能/ハンズフリー
- ・WidexLink による高音質なワイヤレス通信
- ・マイクオフ (補聴器のマイクを一時的にオフ) 機能
- ・ストリーミングの自動開始
- ・連続ストリーミング 8時間/待機状態では8日間の電池容量 (フル充電時)*
- ・充電時間 3時間
- ・スタイリッシュなカラー
- ・シンプルで操作は簡単

無線部 仕様

送信部 パラメーター:

	Bluetooth	WidexLink™
バージョン	2.1 + EDR	N/A
プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP/HSP	N/A
周波数 (帯域)	2.4-2.5 GHz	10.6 MHz (10.2-11.0 MHz)
無線周波数帯域幅	1 MHz	660 kHz (-15 dB)
チャンネル数	5 ロジカルチャンネル	単一チャンネル
変調	FHSS/GFSK, $\pi/4$ DPSK, 8DPSK	FSK
放射出力電力	2.5 mW ($\approx +4.0$ dBm)	3.02 pW / -85.2 dBm (ERP effective radiated power)
磁界強度	N/A	-26.9 dB μ A/m @ 10 m
通信範囲	最大10 m (スマートフォンまで)	最大30 cm (ネックループから補聴器まで)
デューティ比	最大 83 %	100%
	時分割全二重通信 (TDD)	片方向または半二重通信
右記の規格/認証に準拠	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 328 EN 300 330-2 EN 301 489-3 EN 301 489-17 EN/IEC 60601-1-2 FCC Part 15 C IC RSS-210 IC RSS-247 CE mark	

仕様

寸法:	70/20/8 mm (長さ/幅/高さ)
ネックループ:	76 cm
重さ:	30 g
電池:	リチウムイオンポリマー 充電電池 (内蔵式)

*1日あたり12時間

COM-DEX

外観

1. プッシュボタン/応答ボタン
2. 補聴器マイクオフ ボタン
3. ネックループ
4. マイク
5. LED
6. 充電用コネクタ/マイクロUSB
7. オン/オフはネックループの接続/切断による

