

総合支援法 該当

WIDEX MENU™ パワー耳かけ型補聴器



- | 5チャンネル
- | フレックス プラットフォーム


基本機能

- | ハイレベル コンプレッション(HLC)
- | 自動出力制限(AOC)
- | サウンド スタビライザー
- | 騒音制御(SIS)
- | HDロケーター(スピーチ トレーサー)
- | 多指向 アクティブ フィードバック キャンセリング
- | 2つのリスニングプログラムを設定可能
- | スマート トーン

その他

- | テレコイル(標準装備)
- | ボリューム コントロール(標準装備)
- | FMシステム/外部入力対応
- | リモコン対応(リモコンは別売オプション)
- | カラーケース

フィッティングレンジ



エーゲ
ブルー


パール
ブルー

パール
ピンク


フレッシュ
ピンク

ME5-19G


最大音響利得(入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧 *(入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 *(入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性 *(磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

規準周波数		2500Hz
90dB 最大出力音圧レベル*	500Hz	126 dB SPL
	2500Hz	135 dB SPL
	ピーク	139 dB SPL 以下
最大音響利得(50 dB SPL 入力)		72 dB
全高調波ひずみ*	500Hz	3.5% 以下
	800Hz	2.5% 以下
	1600Hz	1.5% 以下
等価入力雑音レベル*		22 dB SPL 以下
消費電流*		0.95mA 以下
誘導コイル入力最大感度		100 dB

*テストモード1で測定