


















































RIC・RITE補聴器用イヤチップ／イヤモード適用表 (2017年9月1日付)

レシーバー	モデル	カスタムイヤチップ／イヤモード	既製イヤチップ
<p>RIC1</p> <p>RIC1 レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤ 0～5 (R/L別) 4,320円</p>	<p>PASSION</p> 	 <p>カスタムレシーバーイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	 <p>レシーバーイヤチップ (オープン) 324円 サイズ：S / L</p>
		 <p>カスタムレシーバーソフトイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	 <p>レシーバーチューリップイヤチップ 324円</p>
		 <p>カスタムレシーバーソフトイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	 <p>レシーバーダブルドームイヤチップ 324円 サイズ：S / M / L</p>
		 <p>カスタムレシーバーソフトイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	 <p>レシーバーイヤチップ (ベント) 540円 サイズ：8 / 9 / 10 / 11</p>
<p>S</p> <p>EW-S レシーバーイヤワイヤ付 0～4 (R/L別) 10,800円</p> <p>S レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤ 0～5 (R/L別) 4,320円</p> 	<p>PASSION</p> 	 <p>EW カスタムSレシーバーイヤチップ (オープン) カスタムSレシーバーイヤチップ (オープン) 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	 <p>EW オープンイヤチップ S・Mレシーバー用 324円 サイズ：XS / S / L</p>
	<p>FUSION</p> 	 <p>EW カスタムSレシーバーイヤチップ (ベント) カスタムSレシーバーイヤチップ (ベント) 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	 <p>NEW EW EXカスタムSレシーバーイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	 <p>EW カスタムSレシーバーソフトイヤチップ カスタムSレシーバーソフトイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	
<p>M</p> <p>EW-M レシーバーイヤワイヤ付 0～4 (R/L別) 10,800円</p> <p>M レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤ 0～5 (R/L別) 4,320円</p> 	<p>PASSION</p> 	 <p>EW カスタムMレシーバーイヤチップ (オープン) カスタムMレシーバーイヤチップ (オープン) 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	 <p>EW チューリップイヤチップ S・M・Pレシーバー用 324円 サイズ：M / L</p>
	<p>FUSION</p> 	 <p>EW カスタムMレシーバーイヤチップ (ベント) カスタムMレシーバーイヤチップ (ベント) 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	 <p>NEW EW EXカスタムMレシーバーイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	 <p>EW カスタムMレシーバーソフトイヤチップ カスタムMレシーバーソフトイヤチップ 12,000円</p> <p>カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	

「RIC1 レシーバー」と「S レシーバー」の特性は全く同じです。「S レシーバー」、「M レシーバー」、「P レシーバー」用の既製イヤチップは共通仕様となりますが、カスタムレシーバーイヤチップ各種は別仕様となりますのでご注意ください。

レシーバー	モデル	カスタムイヤチップ [®] /イヤモールド	既製イヤチップ [®]
<p>P</p> <p>EW-P レシーバーイヤワイヤ付 0~4 (R/L別) 10,800円</p> <p>P レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤ 0~5 (R/L別) 4,320円</p> 	<p>FUSION</p> 	 <p>EW カスタムPレシーバーイヤチップ[®] カスタムPレシーバーイヤチップ 12,000円 カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	 <p>EW チューリップイヤチップ[®] S・M・Pレシーバー用 324円</p> <p>サイズ：M / L</p>  <p>EW ダブルドームイヤチップ[®] S・M・Pレシーバー用 324円</p> <p>サイズ：XS / S / M / L</p>
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	<p>NEW</p>  <p>EW EXカスタムPレシーバーイヤチップ[®] 12,000円 カラー：ページュのみ 納期：5営業日後</p>	
	<p>SUPER</p> 	 <p>EW カスタムPレシーバーソフトイヤチップ[®] カスタムPレシーバーソフトイヤチップ 12,000円 カラー：13色 納期：6営業日後 (注) オープンタイプは製作不可</p>	
<p>HP</p> <p>HP レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤRITE -2~5 (R/L共通) 4,320円</p>	<p>FUSION</p> 	 <p>カスタムHPハードイヤモールド (拡張型) 15,000円 カラー：ページュのみ 納期：6営業日後</p>	
	<p>FUSION2/BEYOND</p> 	 <p>カスタムHPハードイヤモールド (標準型) 15,000円 カラー：ページュのみ 納期：6営業日後</p>	
<p>HP レシーバーイヤワイヤ付 0~5 (R/L別) 10,800円</p>	<p>HPレシーバーイヤワイヤ付</p> 	 <p>カスタムHPソフトイヤモールド (標準型) 15,000円 カラー：13色 納期：6営業日後 (注) 拡張型は製作不可 (注) テグス取付不可</p>	
<p>SP</p> <p>SP レシーバー 6,480円</p> <p>イヤワイヤRITE -2~5 (R/L共通) 4,320円</p>		 <p>カスタムSPハードイヤモールド (拡張型) 15,000円 カラー：ページュのみ 納期：6営業日後</p>	
	 <p>カスタムSPハードイヤモールド (標準型) 15,000円 カラー：ページュのみ 納期：6営業日後</p>		
<p>SP レシーバーイヤワイヤ付 0~5 (R/L別) 10,800円</p>	<p>SPLレシーバーイヤワイヤ付</p> 	 <p>カスタムSPソフトイヤモールド (標準型) 15,000円 カラー：13色 納期：6営業日後 (注) 拡張型は製作不可 (注) テグス取付不可</p>	

※ カスタムイヤチップ/カスタムイヤモールドは非課税、その他レシーバー、イヤワイヤ付レシーバー、イヤワイヤ、既製イヤチップは税込表示です。

- 注) 見た目が同じでも、違う枠組みに入っているものはサイズが異なりますので同一商品ではありません。
- 注) 上記表は、標準仕様 (ノーマルフック用) のイヤチップを含みません。
- 注) カスタムPレシーバーイヤチップは、オープンタイプでの製作はできません。
- 注) カスタムレシーバーソフトイヤチップ、及びカスタムソフトイヤチップは、オープンタイプでの製作はできません。
- 注) カスタムソフトイヤモールドは、拡張型での製作はできません。
- 注) カスタムソフトイヤモールドには、テグス取り付けができません。

【カスタムイヤチップ/イヤモールドの納期】

- ◆ カスタムソフトイヤチップ、カスタム (HP・SP) ハードイヤモールド、カスタム (HP/SP) ソフトイヤモールド：
弊社受付日を含め6営業日後の出荷となります。
- ◆ 上記以外のイヤチップ：弊社営業日を含め5営業日後の出荷となります。